

Technikai útmutató

Bekapcsolás

A készüléket helyezük áram alá a hálózati villásdugó szabvány hálózati aljzatba helyezésével. A készülék földelést nem igényel.

A készüléket a készüléktest jobb oldalán található kétállású kapcsolóval kapcsolhatjuk be (I/O). Ekkor a kapcsolópanel kijelzőjén a „00” jelet látja.

Program és idő választása

Programot és időt a használat során bármikor változtathat.

Indítsa el a készüléket a kezelőpanel bekapcsoló gombjával (⏻ gomb). Ekkor a készülék az alap programot kezdi el. Az alapprogram 0-ás erősségű és 5 percig tart. A készülék azonnal mozogni kezd.

Amennyiben más programot szeretne választani, használja a programváltó gombokat (▲ és ▼ gombok). A kijelző ekkor a választott program számát mutatja (P0-tól P9-ig). A készüléken 10 különböző program állítható be, a leglassabb a 0-s, a legerősebb a 9-es. Bővebb tájékoztatást a programok használatáról a Használati Útmutatóból kaphat. A futó programot bármikor megszakíthatja a bekapcsoló gomb (⏻) ismételt megnyomásával.

Amennyiben az alapbeállítástól eltérő időtartamot szeretne beállítani, használja az időtartam állító gombot (⌚). Ekkor a kiválasztott időtartam jelenik meg a kijelzőn (05, 10, 15). A program végrehajtása során a kijelző a program végéig hátralevő időt mutatja percben. A program végét a készülék rövid sípoló hanggal jelzi.

Használat után a készüléket a készüléktest jobb oldalán található kétállású kapcsolóval kapcsolja ki. Amennyiben a készülék bekapcsolt állapotban marad, a kapcsolópanel egy idő után elsötétedik. Ekkor a bekapcsoló gomb (⏻) megnyomásával hozható a készülék ismét alapállásba.

A kapcsolópanel

